



**POGOTOWIE  
RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I  
ŚRODOWISKO  
Narodowa Strategia  
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142
		KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 24.01.2025 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/1/2025**

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

**„Zakup płynów infuzyjnych i materiałów medycznych – część 1: płyny infuzyjne, część 2: wkłucia doszpikowe, część 3: elektrody wielofunkcyjne, część 4: opatrunki nosowe, część 5: materiały medyczne.”**

(2025/BZP 00050860/01 z dnia 2025-01-21)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej ustawa Pzp), dokonuje zmiany treści SWZ – skorygowanie formularza wyceny oraz przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

**Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 3.2 do SWZ – Formularz wyceny.**

**Zamawiający dokonuje również zmiany części I SWZ - IDW w poniższym zakresie:**

#### Rozdział III pkt 7:

Opis przedmiotu zamówienia.

#### Było:

- Maksymalny termin dostawy zamówionego asortymentu wynosi 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

#### Jest:

- Maksymalny termin dostawy zamówionego asortymentu wynosi 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia - dla części 1, 3, 4, 5. Maksymalny termin dostawy zamówionego asortymentu wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia - dla części 2.

#### Rozdział VI pkt 2:

Część 2 Wkłucia doszpikowe – poz. 1 tabeli kolumna „a”.

#### Było:

Lp.	Opis asortymentu	j.m.	ilość / 2 lata
	a	b	c
1	Wkłucie doszpikowe, jednorazowe, sterylne, dla dzieci od 0 do 3 lat. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący	szt.	12

	jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. Głębokość penetracji igły w zakresie max 2,5-2,8 mm. rozmiar igły do 18 G. Etykieta w języku polskim.		
2	Wkłucie doszypikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dzieci od 3 do 12 lat. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. System lokalizacji miejsca wkłucia w postaci znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły. Głębokość penetracji igły w zależności od grupy wiekowej w zakresie max 12-14 mm oraz max 17-18 mm. rozmiar igły min 18 G. Etykieta w języku polskim	szt.	78
3	Wkłucie doszypikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dorosłych i dzieci powyżej 12 r.ż. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. Głębokość penetracji igły w zakresie max 22-25 mm. rozmiar igły min 15 G. Etykieta w języku polskim.	szt.	276
4	Zestaw treningowy do nauki wkłuć doszypikowych (2 pistolety: dla dorosłych i dla dzieci)	szt.	1

**Jest:**

Lp.	Opis asortymentu	j.m.	ilość / 2 lata
	a	b	c
1	Wkłucie doszypikowe, jednorazowe, sterylne, dla dzieci od 0 do 3 lat. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. Rozmiar igły do 18 G. Etykieta w języku polskim.	szt.	12
2	Wkłucie doszypikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dzieci od 3 do 12 lat. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. System lokalizacji miejsca wkłucia w postaci znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły. Głębokość penetracji igły w zależności od grupy wiekowej w zakresie max 12-14 mm oraz max 17-18 mm. rozmiar igły min 18 G. Etykieta w języku polskim	szt.	78
3	Wkłucie doszypikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dorosłych i dzieci powyżej 12 r.ż. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażone w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. Głębokość penetracji igły w zakresie max 22-25 mm. rozmiar igły min 15 G. Etykieta w języku polskim.	szt.	276
4	Zestaw treningowy do nauki wkłuć doszypikowych (2 pistolety: dla dorosłych i dla dzieci)	szt.	1

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany części II SWZ – Projekt Umowy - w poniższym zakresie:**

#### **§ 5 Warunki dostawy pkt 10**

**Było:**

10. Dostarczane produkty, zgodnie z niniejszą umową będą posiadały termin ważności wynoszący nie mniej, niż 18 miesięcy licząc od daty dostawy Zamawiającemu (o ile dotyczy).

**Jest:**

10. Dostarczane produkty, zgodnie z niniejszą umową będą posiadały termin ważności wynoszący nie mniej, niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy Zamawiającemu (o ile dotyczy).

Dokumenty uwzględniające zmiany – stanowią załączniki do niniejszej informacji i zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Anna Koniec  
Zastępca Dyrektora ds.  
Administracyjno-organizacyjnych  
.....  
(podpis w oryginale)